

# Instrukcja obsługi

## Peeling kawitacyjny Red Beauty



## UWAGA

1. Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem
2. Kobiety w ciąży powinny używać urządzenia po konsultacji z lekarzem
3. Podczas użytkowania nie używać siły
4. Używać zgodnie z instrukcją
5. Zabrania się ingerowania w budowę urządzenia, dodawania zewnętrznych elementów bądź przerabiania urządzenia
6. Przechowywać w suchym i czystym miejscu, w temperaturze pokojowej
7. Przechowywać z dala od ognia, w tym z dala od kominka
8. Stacja ładowania nie jest wodoodporna i powinna pozostawać sucha
9. Po naładowaniu urządzenia odłączyć je od zasilania

### Wstęp

*Serdecznie dziękujemy za wybranie Naszego produktu.*

*Mamy nadzieję że produkt firmy Red Beauty zaspokoi Państwa oczekiwania.*

*Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi oraz kilka wskazówek od Nas jak poprawnie korzystać z urządzenia.*

### Specyfikacja produktu :

Waga : 205G

Wymiary : 175mm\*20mm\*52mm

Wejście : AC100-240V, 50-60HZ, Wyjście: DC-5V, 1A

Moc : 2.2W

Pojemność baterii : 600mAh

Częstotliwość : 24kHz

Poziom wodoodporności : IPX5(tylko urządzenie, bez stacji dokującej)

### Tryby pracy

1. Tryb czuwania: Naciśnij przycisk jeden raz, aby włączyć urządzenie i wejść w tryb czuwania. Zostaną zaświecone przyciski „ultra”, „clean” i „nutrition”.
2. Tryb ciągłego-głębokiego-falowego czyszczenia: Naciśnij przycisk dwa razy aby włączyć ten tryb. Usłyszysz ciągły dźwięk wibracji sonicznych i zobaczysz zaświeconą lampkę „ultra”.
3. Tryb unoszenia UP (tryb pulsacyjny): Naciśnij przycisk 3 razy aby włączyć ten tryb. Usłyszysz pulsacyjny dźwięk i zobaczysz zaświeconą lampkę „ultra”.
4. Tryb głębokiego oczyszczania: Naciśnij przycisk 4 razy, aby włączyć ten tryb. Usłyszysz ciągły dźwięk wibracji i zobaczysz podświetloną lampkę „clean”.
5. Tryb sonoforezy: Naciśnij przycisk 5 razy, aby włączyć ten tryb. Usłyszysz ciągły dźwięk i podświetloną lampkę „nutrition”.
6. Tryb czuwania (ponownie): Naciśnij przycisk szósty raz w celu włączenia trybu czuwania. Żadne funkcje w tym momencie nie są włączone. Naciśnij znowu, aby rozpocząć wybieranie funkcji od nowa.

## Ładowanie urządzenia

1. Jeśli bateria jest słaba zaświeci się czerwona lampka i urządzenie się wyłączy automatycznie.
2. Odlóż urządzenie do stacji ładowania, upewnij się że urządzenie jest prawidłowo odłożone.



Trwa ładowanie - świeci się czerwona lampka



Koniec ładowania – świeci się niebieska lampka

## Sposób użycia

1. Nałóż na skórę twarzy oczyszczające serum/olejek, zadbaj by podczas zabiegu skóra była cały czas nawilżona
2. Włącz urządzenie np w tryb oczyszczania. Urządzenie powinno być zawsze skierowane wyświetlaczem na zewnątrz. Używaj urządzenia zgodnie z rysunkami poniżej.
3. Zabieg powinien trwać zazwyczaj około 3-5 minut, nie więcej niż 5 razy w tygodniu.
4. Po zabiegu umyj dokładnie twarz wodą



## Opis działania urządzenia

**Peeling kawitacyjny** to nowoczesna metoda wykorzystywana do **bezbolesnego i głębokiego oczyszczania skóry**, alternatywa dla tradycyjnej metody manualnego oczyszczania twarzy.

Usuwanie zanieczyszczeń oraz martwych komórek skóry następuje w **sposób bezpieczny i pozbawiony efektów ubocznych**.

Zabieg ten wykonywany jest przy pomocy urządzenia wytwarzającego **fale ultradźwiękowe 24,000Hz na sekundę**, które po skierowaniu na wilgotną skórę wywołują efekt kawitacji.

Rozpylona na skórze woda tworzy mikroskopijne pęcherzyki wypełnione rozrzedzonym gazem, które pod wpływem drgań ultradźwiękowych gwałtownie pękają. W wyniku tych działań dochodzi do rozbicia martwych komórek i odsłonięcia młodszej warstwy skóry, wolnej od nadmiaru łoju, bakterii czy substancji toksycznych.

**Peeling kawitacyjny charakteryzuje się bezbolesnym i bezpiecznym przebiegiem**, co jest niewątpliwie jego zaletą.

## Ważne wskazówki

1. Po każdym użyciu wytrzyj urządzenie suchym ręcznikiem, następnie odlóż do stacji dokującej.
2. Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się że jest ono wyłączone, nie czyść stacji dokującej gdy jest podłączona do zasilania
3. Urządzenie służy do użytku przez jedną osobę, nie dziel się nim z nikim
4. Zatrzymaj tę instrukcję

## Błąd

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie sprawdź :

1. czy urządzenie jest naładowane
2. naciśnij przycisk 'Power' - urządzenie powinno się uruchomić
3. Jeśli nie ma reakcji ze strony urządzenia, może być rozładowane. Naładuj urządzenie w stacji dokującej. Sprawdź czy po włożeniu urządzenia w stację zapali się lampka